

TANDA

# clear+™

## Wichtige Sicherheitsinformationen

Es ist wichtig, dass Sie Clear+ wie angegeben anwenden. Für wichtige Sicherheit- und Anwendungsinformationen dieses Gerätes, lesen Sie bitte die gesamte Gebrauchsanleitung.

**Achtung:** NICHT BENUTZEN, wenn Sie empfindlich auf Licht reagieren oder Arznei einnehmen, die Lichtempfindlichkeit verursacht. Benutzen Sie dieses Gerät NIE auf verdächtigen oder krebsartigen Hautverletzungen. NICHT BENUTZEN, wenn Sie schwanger sind. NICHT BENUTZEN zur Behandlung von schwerer knotiger oder zystischer Akne.

## Ist Clear+ für Sie geeignet?

Clear+ ist für die Behandlung milder bis mäßig entzündlicher Akne geeignet.

## Benutzung

Ihr Gerät hat eine eingebaute, wiederaufladbare Batterie. Vor der ersten Benutzung müssen Sie das Gerät ca. 4 Stunden aufladen.

### Schritt 1: Vorbereitung der Haut für die Behandlung

Reinigen Sie die Haut vor der Benutzung, um Make-up oder Cremes zu entfernen, die reflektierend sein könnten.

### Schritt 2: Behandeln Sie die Haut

Drücken Sie den orangefarbenen Einschaltknopf des Clear+-Gerätes einmal, platzieren Sie den Behandlungskopf zweimal täglich für je einen dreiminütigen vollen Behandlungszyklus leicht über jeder akuten Aknestelle. Für beste Resultate täglich benutzen, bis die Stelle abgeheilt ist.

### Schritt 3: Nach der Behandlung

Tragen Sie Ihre bevorzugte nicht-komedogene Hautcreme auf.

## Clear+-Anzeigen

Das Gerät hat mehrere benutzerfreundliche Eigenschaften für eine sichere und einfache Anwendung.

### Sensoren

Kontaktsensor	Das reinigende blaue Licht, die akustische Vibration und die leichte Erwärmung werden erst dann aktiviert, wenn der Behandlungskopf direkten Kontakt mit der Haut hat.
Temperatursensor	Der Behandlungskopf hat einen eingebauten Temperatursensor, der das Gerät abstellt, falls der Behandlungskopf sich zu sehr erwärmt. Lassen Sie das Gerät vor dem erneuten Betrieb 5-10 Minuten abkühlen.

### Lichtanzeigen

Grünes Blinken	Das Gerät ist fertig oder führt eine Behandlung durch
Ständig orangefarben	Der Akku wird aufgeladen
Ständig rot	Es liegt ein Fehler vor. Dieser könnte sein: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ein Problem bei der Installation des Behandlungskopfes</li> <li>• Der Akku ist nicht genügend aufgeladen</li> <li>• Das Gerät könnte überhitzt sein.</li> </ul>
Aus	Das Gerät ist aus

### Tonanzeigen

Ein Piepton	Behandlungsbeginn
Ein schneller Piepton alle 30 Sekunden	Eine Behandlung findet statt und seit dem letzten Piepton oder dem Beginn der Behandlung sind 30 Sekunden vergangen
Zwei Pieptöne	Ende des Behandlungszyklus oder die Batterie ist fast leer
Drei Pieptöne	Hohe Temperatur an der Oberfläche des Behandlungskopfes
Vier Pieptöne	Der Behandlungskopf hat sich gelöst