

TANDA

clear+™

Informazioni importanti sulla sicurezza

È importante utilizzare il dispositivo Clear+ come descritto nel manuale d'istruzione. Per informazioni più complete sull'utilizzo, far riferimento al manuale d'uso all'interno della confezione.

Nota: NON UTILIZZARE in caso di fotosensibilità o in caso ci si stia sottoponendo a trattamenti che aumentano la sensibilità alla luce. NON UTILIZZARE su lesioni sospette o cancerose. NON UTILIZZARE in caso di gravidanza. NON UTILIZZARE per il trattamento di acne nodulare o cistica.

Clear+ è il dispositivo che fa per te?

Clear+ è un dispositivo per il trattamento di acne infiammatoria di grado lieve e moderato.

Modalità di utilizzo

Il dispositivo presenta una batteria interna ricaricabile. Al primo utilizzo, sarà necessario caricare completamente il dispositivo per circa 4 ore.

Passo 1: Preparazione della pelle per il trattamento

Prima dell'applicazione, detergere la pelle per rimuovere eventuali creme o prodotti cosmetici che potrebbero contenere sostanze riflettenti.

Passo 2: Trattamento della pelle

Posizionare delicatamente la testina di trattamento su ciascuna area interessata da un'eruzione cutanea e lasciare agire per un ciclo di trattamento completo di tre minuti, due volte al giorno. Per ottenere risultati ottimali, utilizzare tutti i giorni fino alla scomparsa dell'eruzione cutanea.

Passo 3: Dopo il trattamento

Applicare la propria crema non-comedogena preferita.

Comandi del dispositivo Clear+

Il dispositivo è concepito per garantire la massima sicurezza e facilità d'utilizzo.

Sensori

Sensore di contatto	La luce blu purificante, la vibrazione sonora e il leggero calore si attiveranno esclusivamente in caso di contatto diretto della testina di trattamento con la pelle.
Sensore della temperatura	La testina di trattamento Clear+ possiede un sensore di sicurezza integrato che interviene spegnendo l'unità, nel caso in cui venisse rilevata una temperatura di esercizio eccessiva. Si raccomanda di far raffreddare la testina per almeno 5-10 minuti prima del suo riutilizzo.

Segnalazioni luminose

Verde lampeggiante	Il dispositivo è pronto per l'uso oppure si sta eseguendo un trattamento.
Aranzone fisso	È in corso il caricamento della batteria
Rosso fisso	Si è verificato un errore. Ciò potrebbe dipendere da: <ul style="list-style-type: none"> • La testina di trattamento potrebbe non essere posizionata correttamente nel suo alloggiamento. • Il livello di batteria è basso • L'unità potrebbe essersi surriscaldata. Spegnerne e lasciar raffreddare per almeno 5-10 minuti prima di riaccendere Clear+
Off	Il dispositivo è spento

Segnalazioni sonore

Un bip	Avvio del trattamento
Un bip veloce ogni 30 secondi	È in corso un trattamento e sono passati 30 secondi dall'ultimo bip o dall'inizio del trattamento. Bip necessari a scandire la durata del ciclo di trattamento
Due bip	Fine del ciclo di trattamento oppure batteria scarica
Tre bip	Temperatura elevata sulla superficie della testina di trattamento
Quattro bip	La testina non è posizionata correttamente nel suo alloggiamento o è stata rimossa ad unità accesa.