

HOMEDICS®



TANDA

luxe™

Informazioni importanti sulla sicurezza

E' importante utilizzare il dispositivo Luxe seguendo attentamente le istruzioni indicate nel manuale. Per informazioni più complete sull'utilizzo, far riferimento al manuale d'uso all'interno della confezione.

Nota: NON UTILIZZARE in caso di fotosensibilità o in caso ci si stia sottoponendo a trattamenti che aumentano la sensibilità alla luce. NON UTILIZZARE su lesioni sospette o cancerose. NON UTILIZZARE in caso di gravidanza. Non guardare direttamente la fonte luminosa.

Luxe è il dispositivo che fa per te?

Il dispositivo Luxe è utilizzato per il trattamento di rughe, ritidi e linee di espressione nell'area periorbitale (intorno agli occhi), spesso chiamate "zampe di gallina".

Modalità di utilizzo

Il dispositivo presenta una batteria interna ricaricabile. Al primo utilizzo, sarà necessario caricare completamente il dispositivo per circa 4 ore.

Passo 1: Preparazione della pelle per il trattamento

Prima dell'applicazione, detergere e rimuovere dalla pelle che si intende trattare, creme o prodotti cosmetici che potrebbero contenere sostanze riflettenti.

Passo 2: Trattamento della pelle

Premere una volta il pulsante arancione per attivare il dispositivo Luxe, posizionare delicatamente la testina di trattamento sulle aree interessate (es.: area periorbitale) per 3 minuti, due volte a settimana.

Passo 3: Dopo il trattamento

Idratare la parte trattata con i prodotti che solitamente utilizzate e preferite. Adesso la vostra pelle è pronta ad assorbirli più efficacemente.

Comandi del dispositivo Luxe

Il dispositivo è concepito per garantire la massima sicurezza e facilità di utilizzo.

Sensori

Sensore di contatto -temperatura	Un sensore farà attivare la luce Rossa, la vibrazione sonora e il leggero calore solo al contatto diretto tra testina di trattamento e la pelle da trattare.
Sensore della temperatura	La testina di trattamento LUXE possiede un sensore di sicurezza integrato che interviene spegnendo l'unità, nel caso in cui venisse rilevata una temperatura di esercizio eccessiva . Si raccomanda di far raffreddare la testina per almeno 5-10 minuti prima del suo riutilizzo.

Segnalazioni luminose

Verde lampeggiante	Il dispositivo è pronto oppure si sta eseguendo un trattamento
Aranzone fisso	È in corso il caricamento della batteria
Rosso fisso	Si è verificato un errore. Ciò potrebbe dipendere da: <ul style="list-style-type: none"> • La testina di trattamento potrebbe non essere posizionata correttamente nel suo alloggiamento. • Il livello di batteria è basso • L'unità potrebbe essersi surriscaldata. Spegnerne e lasciar raffreddare per almeno 5-10 minuti prima di riaccendere Luxe.
Off	Il dispositivo è spento

Segnalazioni sonore

Un bip	Avvio del trattamento
Un bip veloce ogni 30 secondi	E' in corso un trattamento e sono passati 30 secondi dall'ultimo bip o dall'inizio del trattamento . Bip necessari a scandire la durata del ciclo di trattamento
Due bip	Fine del ciclo di trattamento oppure batteria scarica
Tre bip	Temperatura elevata sulla superficie della testina di trattamento
Quattro bip	La testina non è posizionata correttamente nel suo alloggiamento o è stata rimossa ad unità accesa